



CLASSIC

MÁSCARA DESCARTÁVEL

Cod. **207816**



+80%
de
Filtração de bactérias



INFORMAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

APRESENTAÇÃO	30 máscaras
LARGURA FECHADA (mm)	175 mm
ALTURA FECHADA (mm)	93 mm
COR	Branco
CÓDIGO EAN-13	789 60619 7816 6

INFORMAÇÃO TÉCNICA DE EMBALAGENS

MÁSCARAS x CARTUCHO	24 cartuchos de 30 máscaras
PALETIZAÇÃO	7 caixas por lastro x 5 camadas
CUBAGEM (m³)	0,0330 m³
PESO LÍQUIDO (kg)	1,390 kg
PESO BRUTO (kg)	2,148 kg
COMPRIMENTO (mm)	453 mm
LARGURA (mm)	313 mm
ALTURA (mm)	233 mm
CÓDIGO DUN-14	1 789 60619 7816 3

Atende a recomendação da ABNT PR1002: 2020

INSTRUÇÕES DE USO:

Lave as mãos com água e Sabão Elite Professional antes de tocar na máscara.	Se necessário, para seu maior conforto, é possível afrouxar a orelha elástica. Coloque os dedos dentro do arco da orelha e os afaste delicadamente. Segure os dedos abertos por alguns segundos. Nunca puxe o arco da orelha, pois poderá danificá-lo.	Segure a máscara pelas orelhas elásticas e posicione-a à altura do nariz.	Passar as orelhas elásticas atrás das orelhas.	Ajuste a máscara à altura do nariz utilizando o clipe nasal e certifique-se de que ela cubra o queixo.	Evite tocar na máscara quando ela estiver colocada.	Retire a máscara removendo as orelhas elásticas de trás das orelhas.	Cortar orelhas elásticas.	Descarte a máscara colocando-a em um saco plástico, fechando-o e jogando-o fora.	Higienize as mãos com Álcool Gel Elite Professional .